

— CÚPULA BIPOLAR UNIVERSAL

UHL™



DOCUMENTACIÓN



groupe lépine

Depuis 1714

CÚPULA

- acero inoxidable.
- superficie externa en acero inoxidable pulido brillante que garantiza una superficie de fricción no agresiva.
- mecanismo innovador de bloqueo mediante anillo interno de retención.
- núcleo interno de polietileno que acepta cabezas femorales de 22,2 mm o 28 mm de diámetro.
- esterilización mediante radiación Gamma. Implante envasado unitariamente al vacío en doble embalaje.



Cúpula bipolar universal UHL™

Denominación

CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T38
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T39
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T40
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T41
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T42
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T44
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T46
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T48
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T50
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T52
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T54
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T56
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T58
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T60

Ref


UHL-22-38*
 UHL-22-39*
 UHL-22-40*
 UHL-22-41*
 UHL-22-42
 UHL-22-44
 UHL-22-46
 UHL-22-48
 UHL-22-50
 UHL-22-52
 UHL-22-54
 UHL-22-56
 UHL-22-58
 UHL-22-60*

CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T42
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T43
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T44
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T45
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T46
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T47
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T48
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T49
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T50
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T51
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T52
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T53
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T54
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T56
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T58
 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T60

UHL-28-42
 UHL-28-43*
 UHL-28-44
 UHL-28-45*
 UHL-28-46
 UHL-28-47*
 UHL-28-48
 UHL-28-49*
 UHL-28-50
 UHL-28-51*
 UHL-28-52
 UHL-28-53*
 UHL-28-54
 UHL-28-56
 UHL-28-58*
 UHL-28-60

*Estas referencias se encuentran disponibles únicamente a petición especial expresada en el momento de la realización de un pedido en firme. No están incluidas en los kits y stocks estándar y podrían requerir un plazo de aprovisionamiento suplementario.

Llave de liberación



Denominación

LLAVE LIBERACION Ø22.2
 LLAVE LIBERACION Ø28

Ref

HCA CD022
 HCA CD028

lépine Algérie

9 rue philosophe Tabrizi
 Les sources
 Bir Mourad Rais - ALGER
 lepine-algerie@groupe-lepine.com

lépine Italia

Via Cassanese 100,
 20090 Segrate (Milano)
 lepine-italia@groupe-lepine.com

lépine Ibérica

J.J. Tadeo Murguía, 3 y 5 Bajos
 20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)
 lepine-iberica@groupe-lepine.com

lépine Maroc

79 avenue IBN SINA
 10080 RABAT - AGDAL
 lepine-maroc@groupe-lepine.com

175 rue Jacquard - CS 50307
 69727 Genay Cedex - FRANCE
 Tél. +33 (0)4 72 33 02 95
 Fax +33 (0)4 72 35 96 50

www.groupe-lepine.com



groupe lépine

Depuis 1714